

WIDEX COM-DEX STREAMER FĂRĂ FIR



CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Apeluri vocale hands-free pentru toate telefoanele prin Bluetooth
- Redare de muzică pentru toate telefoanele prin Bluetooth
- Suport pentru aplicații pentru telecomanda aparatului auditiv
- Aparatele auditive pot fi utilizate ca soluție de căști/mâini libere
- Transmisie audio wireless de înaltă calitate către aparate auditive cu WidexLink
- Funcția Room Off
- Pornire automată a streamingului
- Transmisie continuă până la 8 ore/8 zile în standby*
- Încărcare baterie 3 ore
- Culori elegante
- Simplu și ușor de utilizat

SPECIFICAȚII RADIO

Parametrii emițătorului radio:

	Bluetooth	WidexLink™
Versiune	4.1 (necesită minim Bluetooth 2.1+EDR pe dispozitivul conectat)	N/A
Profiluri Frecvență (interval) Lățime de bandă Modulație Putere de ieșire radiată	A2DP, AVRCP, HFP/HSP 2,4-2,5 GHz 1 MHz FHSS/GFSK, π/4 DPSK, 8DPSK 2,5 mW (≈ +4,0 dBm)	N/A 10,6 MHz (10,2-11,0 MHz) 660 kHz (-15 dB) FSK 3,02 pW / -85,2 dBm (Putere radiată efectivă ERP)
Intensitatea câmpului magnetic Interval Ciclu de funcționare	N/A Până la 10 m față de telefonul mobil Max. 83 % Duplex cu diviziune în timp (TDD)	-26,9 dBμA/m la 10 m Până la 30 cm de la bucla de gât la aparatul (aparatele) auditiv(e) 100% Simplex sau semi duplex
Conform cu următoarele standarde/aprobări	EN/IEC 60950-1 EN 62479 EN 300 328 EN 300 330-2 EN 301 489-3 EN 301 489-17 EN/IEC 60601-1-2 FCC Partea 15 C IC RSS-210 IC RSS-247 Marcaj CE	

PROPRIETĂȚI FIZICE

Dimensiuni	70/20/8 mm (l/h)
Bucă pentru gât:	76 cm
Greutate	18 g
Tip baterie:	Litiu-ion polimer, reîncărcabilă

*12 ore pe zi

PREZENTARE

1. Buton de apel/buton de răspuns
2. Buton de oprire cameră
3. Buclă pentru gât
4. Microfon
5. LED
6. Conector încărcător / MICRO USB
7. Comutator de pornire/oprire prin deschiderea/închiderea buclei pentru gât

