

Asistență sonoră Widex



CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Compatibil cu aparate auditive de 2,4 GHz
- Inteligibilitate îmbunătățită a vorbirii în medii de ascultare dificile
- Microfon partener/microfon de masă pentru partener/însoțitor/în situații de petrecere
- Apeluri telefonice hands-free și audio de pe orice smartphone
- Transmisie audio de pe orice smartphone
- Suport pentru asistent vocal
- Telecomandă pentru aparatul auditiv (program și volum)
- Bobină telefonică
- Clemă integrată
- Design elegant și discret

DESCRIERE

Sound Assist este un dispozitiv multifuncțional care permite conectarea stabilă la aparatele auditive Widex compatibile cu Bluetooth.

Când este utilizat ca microfon partener sau în apeluri handsfree, utilizați clemă integrată și atașați-l la cămașă. În cazul utilizării pe masă, veți găsi mici puncte de cauciuc pe clemă, care asigură o bună stabilitate pe masă. În ambalaj este inclusă o buclă pentru gât, astfel încât este posibil să purtați Sound Assist în jurul gâtului, atunci când este utilizat în modul Telecoil sau când este utilizat ca microfon partener, dacă nu este posibilă utilizarea clemei.

Un design și un aspect excelent, cu multiple funcții reunite într-un singur dispozitiv. Un dispozitiv compact pentru utilizare discretă.

SPECIFICAȚII TEHNICE SPECIFICAȚII

RADIO

Frecvență (interval)	2,40-2,48 GHz
Lățime de bandă	1 MHz/2 MHz
RF Canale	80/40 canale
Modulație	GFSK
Putere de ieșire radiată	Max. 4 dBm
Interval	Până la 10 m în linie dreaptă
Conform cu următoarele standarde/aprobări	EN/IEC 62479 EN/IEC 62368-1 EN 300 328 EN/IEC 301 489-17 EN/IEC 300 422-4 EN/IEC 301 489-1 EN/IEC 60601-1-2 FCC Partea 15 C Marcaj CE

SPECIFICAȚII AUDIO

Frecvență (interval)	100 Hz - 7,5 kHz
Interfețe electrice	Bluetooth, Telefoane iOS și Android, bobină telefonică A2DP: Stereo/Bobină telefonică, Microfon,
Streaming	Apel telefonic: Mono
Latență	Streaming în stereo (cu excepția bobinei telefonice, microfonului și apelurilor telefonice în mono) Prin microfon: 30 ms

SPECIFICAȚII ELECTRICE ȘI CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Tensiune de intrare Alimentare Consum de energie	5V prin MicroUSB Minim 2,5 W (500 mA) prin MicroUSB Max. 170 mW (45 mA) în timpul streamingului Max. 0,1 uW (27 nA) în timpul repausului
Temperatură de funcționare Temperatură de depozitare Umiditate relativă	0 °C ~ 40 °C -20 °C ~ 55 °C 10 % ~ 95

BATERIE

Tip baterie Durată de viață a bateriei	Litiu-ion polimer, reîncărcabilă: 3,7 V/ 1,0 Wh Mod BT: până la 12 ore în modul BT standby (fără streaming), până la 7,5 ore de streaming BT (de exemplu, muzică) sau până la 4 ore de convorbiri telefonice hands-free. Mod microfon: până la 7 ore ca microfon partener sau până la 5 ore ca microfon de masă. Mod telecoil: până la 13 ore. 3 ore
Timp de încărcare	

PROPRIETĂȚI FIZICE

Dimensiuni (L/L/H) Greutate	43/43/16 mm 32 g
--------------------------------	---------------------

PREZENTARE

- 1.1 Butoane de volum (+/-)
- 1.2 Buton program
- 1.3 Microfoane
- 1.4 Buton
- 1.5 Indicatori luminoși de utilizare
- 1.6 Buton de pornire/mod
- 1.7 Indicator luminos pentru baterie
- 1.8 Indicator luminos pentru mod
- 1.9 Port micro USB
- 1.10 Clemă metalică integrată pentru fixare/stabilitate pe masă

