

Widex SoundConnect



CARACTERISTICI PRINCIPALE

- Compatibil cu aparate auditive de 2,4 GHz
- Transmiterea semnalului audio direct de la un computer personal la aparatele auditive

DESCRIERE

Cu SoundConnect, veți putea transmite semnalul audio de pe laptopul dvs. PC, fiind pe Teams, Skype, Zoom sau ascultând muzică, direct către aparatele auditive compatibile.

SPECIFICAȚII TEHNICE SPECIFICAȚII

RADIO

Frecvență (interval)	2,40-2,48 GHz
Lățime de bandă	2 MHz
RF Canale	40 canale
Modulație	GFSK
Putere de ieșire radiată	Max. +5 dBm
Interval	Până la 8 m în linie dreaptă

Conform cu următoarele standarde/aprobări	EN/IEC 62479, EN/IEC 62368-1 EN 300 328 EN 301 489-17, EN 301 489-1, EN/IEC 60601-1-2 FCC Partea 15 C IC RSS-102 Ediția 5, IC RSS-247 Ediția 2 Marcaj CE
---	---

SPECIFICAȚII AUDIO

Frecvență (interval)	100 Hz - 7,5 kHz
Interfețe electrice	USB 2.0
Streaming	Streaming audio stereo prin protocol proprietar
Latență	33 ms

SPECIFICAȚII ELECTRICE ȘI CONDIȚII DE FUNCȚIONARE

Tensiune de intrare Alimentare	5 V prin USB
Consum de energie	Minim 0,5 W (100 mA) prin USB Max. 100 mW (20 mA) în timpul transmiterii

Temperatură de funcționare	0 °C ~ 40 °C
Temperatură de depozitare	-20 °C ~ 55 °C
Umiditate relativă	10 % ~ 95

PROPRIETĂȚI FIZICE

Dimensiuni (L/L/H)	22/15,9/6,8 mm
Greutate	2 g

PREZENTARE

- 1.1 Buton
1.2 LED

