

BATERIE 13 HPX

DATE TEHNICE

SPECIFICATIE TEHNICA:

Marca/producer: Rayovac S.U.A.

Produs in: Marea Britanie

Tip: Zn-Aer , baterii speciale pentru aparate auditive, asigurand un sunet aproape fara distorsiuni

Format/Coduri echivalente: 13ZA, 13, 13MF, LR754, AG5, LR48, 193, SR754SW, GP93A, 393, A13, PR48, 7000ZD

Gama: Extra (fosta gama Extra Advanced)

Tehnologii: Active Core Plus si Sound Fusion Technology

Tensiune: 1.45 V (noua gama Extra)

Capacitate: 320 mAh

Impedanta/rezistenta interna: <7.5 Ohm @ AC 1000 Hz

Dimensiune: 13ZA = $\varnothing 7.7-7.9 \times 5.05-5.4\text{mm}$

Greutate: 0.80 grame/baterie

Durata conform IEC/ANSI Standard: 89 ore – 3 mA background, 12mA 100ms pulsuri o data la fiecare 2h, 12 h/zi pana la 1.05V la 21°C si 50% R.H. (umiditate)

Durata conform IEC/ANSI Wireless: 70 ore – 3 mA background 45 minute, 5mA 15 min. puls o data pe ora, 12 h/zi pana la 1.1V la 21°C si umiditate 50% R.H.

Temperatura de utilizare: -10°C ... +50°C

Temperatura de stocare: +10°C ... +30°C, ferite de razele soarelui

Durata garantata de depozitare: 4 ani, stocare in stare sigilata la 21°C



DIMENSIONS SHOWN ARE IEC STANDARDS FOR ENGINEERING TOLERANCES CONTACT RAYOVAC.



Ambalare: 6 buc/blister, 10 blistere/cutie (pretul este pentru o cutie cu 60 de baterii)

Standarde aplicabile: ANSI/NEDA - 7000ZD, IEC - PR48 / IEC 60086-1, IEC 60086-2 / ANSI C18.1M Parts 1 & 2

Protectia mediului: Bateria nu contine Mercur! Bateriile uzate nu se arunca la cosul de gunoi, ci se depun in urnele de colectare baterii uzate din marile magazine.

